




**POSTEL
DITA, VIKI
DIANA, NICOL**

- 1) montáž korpusu a) našroubujeme táhla
do závrtných matic
b) sesadíme boky, čela
a dotáhneme imbusem po směru

hodin. ručiček

- 2) do střed. příčky
vložíme plastovou
nožku



NICOL
s lož. prostorem

- 3) středovou lať
nasadíme do plechů
v čelech a nožku vyšroubu-
jeme dle potřeby

POZOR !!!!!!!!!!!

Vždy při posunu lůžka
nutno zkontrolovat
plastovou nohu, musí
být kolmá !!!!!!!!!!!

